

# TRH036954 - New York

## Dusch- und Toilettenstuhl



### New York



#### Dusch- und Toilettenstuhl fahrbar

##### Ausstattung:

- Sitz gepolstert mit Hygieneausschnitt und passender Abdeckung
- ergonomisch geformte Rückenlehne
- abschwenkbare Armlehnen
- 5 Zoll Schwenkräder, hinten mit Feststeller und Richtungsfeststeller
- höhenverstellbare, abschwenk-/klappbare und abnehmbare Fußstützen
- Kunststoff für Feuchträume
- Max. Körpergewicht 150 kg
- Produkt trägt CE-Kennzeichen

ART.: TRH036954 - grau / blau

ART.: TRH036930 - grau / rot



**TRanspoRehaMed GmbH**

Technik zur Unterstützung der Rehabilitation und Pflege von Menschen

Grünbaumstr. 89  
42659 Solingen

T. 0212-645850-0  
F. 0212-645850-50

info@transporehamed.de  
www.transporehamed.de