

AUFRICHTLIFT CATHY

EIN VIELSEITIGER AKTIV PATIENTENLIFT



Eine praktische und wendige Aufsteh- und Umsetzhilfe mit Komfort...

Der Aufrichtlift CATHY unterstützt die Pflegekraft bei der täglichen Überführung eines aktiven Bewohners mit geschwächter Beinmuskulatur vom Bett auf einen Stuhl, in einen Rollstuhl, oder auf das WC. Der Transfer kann leicht und sicher mit dem Aufrichtlift CATHY von nur einer Pflegekraft durchgeführt werden. Das elektrisch verstellbare Fahrgestell hilft dabei, die verschiedensten Hindernisse zu umfahren, dadurch benötigt der Lifter nur sehr wenig Platz zum manövrieren. Der elektrisch verstellbare Gurtaufnahmebügel mit einem Aufrichtgurt nach Wahl, sorgt dafür, dass der Bewohner in die gewünschte aufgerichtete Position gebracht werden kann. Der Lifter lässt sich Dank seiner innovativen Leichtlaufrollen sehr leicht unter der Nutzlast fahren.

LEICHT BEDIENBAR, SICHER, WENDIG UND VIELSEITIG...

AUFRICHTLIFT CATHY

STANDARD AUSSTATTUNG:

- * Robuster Tragrahmen bestehend aus einem Fahrgestell, Hubmast und sicherer Technik.
- * Rahmengestell mit einer strapazierfähigen Pulverbeschichtung
- * 4 Leichtlaufrollen, davon 2 mit Feststell-bremse.
- * Elektrisch verstellbares Fahrgestell
- * Elektrische Höhenverstellung
- * inkl. Notstopp
- * inkl. einer Notabsenkung
- * Wechselakku zum Entnehmen
- * eingebauter Ladestation
- * Gurtaufhängung für verschiedene Aufricht-gurte
- * eingebautes Ladegerät mit Ladekabel
- * Kabelhandfernbedienung
- * Zwei Kniepolster



Innovative Leichtlaufrollen gewährleisten auch unter der Belastungsfahrt ein sicheres und leichtes Handling.





Auf Wunsch gibt es die Möglichkeit eine Aufhängung für Aufrichtgurte mit Clip zu bekommen.

Technische Daten:

Max. Nutzlast: 200 Kg
Hubbereich: 760-1750 mm

Fahrgestellhöhe: 120 mm
Fahrgestelllänge: 934 mm
Verstellb. Fahrgestellbreite: 613-980 mm
Leichtlaufrollen: 100 mm
Lifter Eigengewicht: 50 Kg
IP-Klassifizierung: IP X4
Ladegerät: 24 V/150mA
inkl. Notstopp

inkl. Notabsenkung **CE**



Art.-Nr:

8500-L ELEKTRO-AUFRICHTLIFTER CATHY L - Standard für Gurte mit Laschen/Schlaufen. Inkl. Ladestation

8500-C ELEKTRO-AUFRICHTLIFTER CATHY C für Gurte mit Clip inkl.Ladestation

Technische- und Design Änderungen sind vorbehalten

Fachhändler:

TRanspoRehaMed GmbH

Technik zur Unterstützung der Rehabilitation und Pflege von Menschen

Grünbaumstr. 89
42659 Solingen

Telefon 0212-645850-0
Telefax 0212-645850-50
info@transporehamed.de
www.transporehamed.de