

# TR 995 VA

Hubwanne Highline mit Edelstahl-Wannenkörper





Technische Angaben	
Gesamtlänge	2325 mm
Gesamtbreite:	830 mm
Gesamthöhe:	1100-1500 mm
Arbeitshöhe:	600-1000 mm
Hubbereich:	400 mm
Leergewicht	ca. 250 kg
Strom	230V / 50Hz

## Hubwanne mit speziellem **EDELSTAHL** Wannenkörper für den Einsatz zur Behandlung von Brandverletzten in Krankenhäusern....

Die Edelstahl-Ausführung ist speziell für Patienten mit Brandverletzungen konzipiert, lässt sich leicht reinigen und ist resistent gegen Chemikalien. Der Wannenrand ist als umlaufende Griffleiste geformt, wodurch das selbstständige Ein- und Aussteigen erleichtert wird. Die neue, innovative Wannenkorpus-Form "Elegance", ist optimal auf Pflege und Körper

abgestimmt, sorgt für eine noch leichtere Reinigung des Patienten, durch mehr Bewegungsfreiraum, bei fast gleichem Wasserverbrauch. Der Edelstahl-Wannenkörper ist mit allen Optionen der Standardwanne lieferbar.

**Für weitere Informationen siehe Standardprospekt!**



**TRanspoRehaMed GmbH**

Technik zur Unterstützung der Rehabilitation und Pflege von Menschen

Grünbaumstr. 89  
42659 Solingen

Tel. 0212-645850-0  
Fax. 0212-645850-50

info@transporehamed.de  
www.transporehamed.de