

WANNENEINSTIEGSGRIFF



Technische Daten:

- * max. Belastung: 100 kg
- * mit verstellbaren Wannenvulst-Halteschenkeln
- * mit 2 Feststellschrauben und Wannepuffern
- * Gesamthöhe: 410 mm
- * Gesamtbreite: 320 mm
- * Gesamttiefe: flexibel bis 100 mm (für Wannенrand bis 100 mm)
- * Griffhöhe ab Wannенrand: 130 mm
- * Standardausführung: Glatt, poliert
- * Material: Edelstahl 1.4301 / AISI 304 / V2A
- * Weitere Maße und Ausführungen möglich, siehe Sonderbau

Art.-Nr.	Beschreibung
WE1G	Wanneneinstiegshilfe

BODENDECKENSTANGE



Verstellhülse

Technische Daten:

- * verstellbar mittels Schiebehülse um 200 mm
- * Maß: Schiebehülse 300 mm
- * max. Belastung vertikal: 100 kg
- * max. Belastung horizontal: 50 kg
- * Ausführung: Fingergriff, poliert, offene Montage
- * Material: Edelstahl 1.4301 / AISI 304 / V2A
- * lieferbar in diversen Längen/Formen oder Oberflächen, wie verdeckte Montage, matt poliert, glatt etc.

Art.-Nr. Bodendeckenstange

BDS2150F	1950 - 2150 mm im Sonderbau
BDS2550F	2350 - 2550 mm im Sofortlieferprogramm
BDS2700F	2500 - 2700 mm im Sonderbau

Art.-Nr. Bodendeckenstange mit waagrechttem Halteholm

BDSH2150F	1950 - 2150 x 900 mm (Boden-Decke / Wand-Mitte Rohr) Sonderbau
BDSH2550F	2350 - 2550 x 900 mm (Boden-Decke/Wand-Mitte Rohr) Sofortlieferprogramm
BDSH2700F	2500 - 2700 x 900 mm (Boden-Decke / Wand-Mitte Rohr) im Sonderbau