



Einbauzeichnung - Sitz- / Liegewanne Swingline - Typ TR 500

TRanspoRehaMed GmbH, Grünbaumstraße 89, 42659 Solingen
Tel.: 0212-6458500 - Fax: 0212-645850-50 - Mail: info@transporehamed.de



Anschlüsse:

- | | |
|---------------------|--|
| [1] - Strom: | 230 V / 50Hz / 16 A, mit eigenem Fi-Schalter 30 mA |
| [2] - Kaltwasser: | 1/2" Kugelventil mit 1/2" Aussengewinde |
| [3] - Warmwasser: | 1/2" Kugelventil mit 1/2" Aussengewinde |
| [4] - Abwasser: | HT-Rohr DN 40, Muffe Wandseitig |