

TR DUSCHWAGEN - 3200

ELEKTRISCH



CE



Registered at Medical Products Agency, Sweden, as a MD Class 1 product, MDR 2017/745.

Multifunktionaler Duschwagen mit elektrischer Höhenverstellung

Das elektrisch höhenverstellbare Dusch- und Transportsystem TR 3200, ist für den täglichen Einsatz in Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen sowie Krankenhäusern entwickelt worden und ist die perfekte Lösung zur Vermeidung von Rückenverletzungen und zur Minimierung der statischen Belastungen in der Pflege. Es bietet eine optimale, sichere und ergonomische Arbeitsumgebung für das Pflegepersonal.

Der elektrische Duschwagen TR 3200 mit Handbedienung und einer max. Nutzlast von 230 kg ist einzigartig mit seinen seitlichen Säulen, die es ermöglichen, dass die Liege über das Bett fährt und garantiert dadurch einen sicheren und einfachen Patiententransfer. Die Duschaufgabe verfügt über zwei Ablaufpunkte, sodass die Person in beiden Richtungen positioniert werden kann, was die Arbeit des Pflegepersonals erleichtert.

Spezifikationen TR 3200 / 3200-L:

Gesamtlänge:	1950 mm / 2150 mm
Gesamtbreite:	815 mm / 915 mm
Hubbereich:	500 - 900 mm (Liegefläche)
Max. Nutzlast:	230 kg
Höhenverstellung:	Elektrisch über Kabelhandbedienung, 24 V Batteriebetrieben
Material Gestell:	Edelstahl, pulverbeschichtet (Außer Aluminium Hubsäule und Befestigungsplatte Antrieb)
Fahrgestell:	Unterfahrbar bis 160 mm, mit 4 Bremsrollen D=100 mm, optional 2 Rollen mit Geradeauslauf
Auflage / Kissen:	Gepolstert, Farbe blau, Flammhemmend
Neigungsverstellung:	Elektrisch +/- 4 Grad, in beide Richtungen (Trendelen-Position hierdurch möglich)



TranspoRehaMed GmbH

Grünbaumstr. 89
42659 Solingen

info@transporehamed.de

Tel.: +49 (0)212-645850-0
Fax: +49 (0)212-645850-50

www.transporehamed.de

TR DUSCHWAGEN - 3200

ELEKTRISCH



Vorteile / Eigenschaften:

- Leise und sanfte Höhenverstellung
- Seitlich angebrachte Hubsäulen, für einen leichten Patiententransfer vom Bett
- Abklappbare Seitengitter, für einen effizienten und sicheren Patiententransfer und Transport
- Nutzlast bis 230 kg
- Matratze und Kissen, gepolstert in Farbe blau, flammhemmend, und leicht zu reinigen
- 2 Ablaufpunkte, die Kopfseite ist egal
- Flexibler Ablaufschlauch 1 Meter lang, optional 2,5 Meter möglich
- 4 Stossrollen an den Ecken schützen die Wände und Türrahmen
- Neigungsverstellung um +/- 4 Grad in zwei Richtungen, für einen besseren Wasserablauf und die Möglichkeit der Trendelen-Position
- Sicherheits-Fahrgestell mit 4 Bremsrollen D=100 mm, optional mit 2 Doppellenkrollen mit Geradeaussteuerung. Das Fahrgestell ist bis 160 mm unterfahrbar, für einen Patiententransfer mit einem Lister

- Rahmenkonstruktion aus Edelstahl, pulverbeschichtet, ausser Aluminium Hubsäule und Montageplatte vom Antrieb
- Die hohe Qualität und langlebige Materialien, senken auf Dauer die Betriebskosten.
- Alle Modelle werden mit einer gepolsterten Duschauflage, Nackenkissen, Ablaufschlauch 1 Meter lang, sowie 4 Bremsrollen geliefert.

Optional erhältlich:

- 15 Grad Keilkissen
- 2 Doppellenkrollen D=100 mm, mit Geradeauslauf
- Flexibler Ablaufschlauch 2,5 Meter lang
- Wechselakku - **TYP R**

Modelle:

TR 3200	Standard	1950 x 815 mm
TR 3000-L	Lang	2150 x 915 mm
TR 3200-R	Standard	1950 x 815 mm
TR 3000-RL	Lang	2150 x 915 mm



Handbedienung
Höhenverstellung



Sicherheitsfahrgestell, unterfahrbar, mit 4 Bremsrollen



Liegefläche mit 4 Stossrollen,
Seitengitter abklappbar



Neigungsverstellung +/- 4 Grad, Trendelen-Position

Technische Änderungen vorbehalten!

