



### Technische Daten:

Gesamtlänge:	2040 mm
Gesamtbreite:	800 mm
Einstiegshöhe:	570 mm
Strom:	230 V, 50Hz
Wasser:	2 x 1/2"
Abwasser:	DN 40
Max. Nutzlast:	200 kg

## Unterfahrbare Sitz- / Liegewanne für die Pflege von Menschen - Mit seitlicher Einstiegstüre

Die Sitz- / Liegewanne SWINGLINE ist die perfekte Kombination aus Sitz- und Liegewanne. Die Bewohner können dank seitlich angebrachter Türe, selbstständig einsteigen und es sich in der bereits vorgefüllten Wanne bequem machen.

Aber auch pflegebedürftige Bewohner können, dank Unterfahrbareit mit einem Gurtlifter in die Wanne gesetzt werden. Die Wanne ist durch Ihre Bauart schnell aufgestellt und kann leicht installiert werden.



Einstiegstüre mit Sicherheits-Verschlußhebel

### Thermostatmischer 1/2" mit Verbrühschutz



### SITZ- / LIEGEWANNE SWINGLINE

#### ART.: 500

- Ergonomische Form des Wannenkorpurs
- Wannenkörper und Verkleidung aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Seitliche Einstiegstüre mit Sicherheitsverriegelung
- Ab- und Überlaufgarnitur
- Bodenfreiheit für fahrbare Liftersysteme
- Thermostatmischer mit Verbrühschutz, sowie langem Brauseschlauch mit handbrause
- Elektrische Neigungsverstellung

#### OPTIONEN:

HV - Elektrische Höhenverstellung 150 mm.

LU - Luftperlbad-System.

A - Automatische Wannenföfüllung.

L - LED Lichtsystem.

M - Sound-System über Bluetooth oder Linein.

D - Integriertes Reinigungssystem.



Wir empfehlen zu dieser Wannen unseren TR-Gurtlifter.

Technische Änderungen vorbehalten!

