

TR DUSCHPULT - 2810

DUSCHPULT FÜR WANDHÄNGENDE MONTAGE



CE



Registered at Medical Products Agency, Sweden, as a MD Class 1 product, MDR 2017/745.

Wandhängendes **Dusch- und Reinigungssystem** für den täglichen Einsatz In Pflegeheimen und Krankenhäusern....

Das Dusch- und Desinfektionspult 2810 ist die perfekte Lösung, wenn es um die Aufbereitung des Duschwassers oder einer Reinigungslösung für Duschwagen oder Duschstühle geht. Sein integrierter Thermostatmischer mit Verbrühschutz, sorgt für eine gleichbleibende

Wassertemperatur beim Duschvorgang. Seine eingebaute Desinfektionsanlage mischt die Desinfektionslösung automatisch und verwendet hierbei nur Kaltwasser um Wrasenbildung zu verhindern. Weiter gehört zum Lieferumfang zwei lange Schläuche mit Handbrause.

Technische Änderungen vorbehalten!

