

TR BADE-LIEGELIFTER - 9652-2

ELEKTRISCH



CE



Registered at Medical Products Agency, Sweden, as a MD Class 1 product, MDR2017/745.

Elektro-Liegelifter

Der praxisgerechte Badelifter....

Der TR-Elektro-Liegelifter basiert auf jahrelanger Erfahrung im Bereich des Patienten-Handling und bietet in seiner Form viele Vorteile, die die tägliche Arbeit am und mit dem Bewohner / Patienten erleichtert. Seine hochwertigen Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten dem Bewohner / Patienten grossen Komfort bei der täglichen Anwendung.

Spezifikationen TR 9652-2:

Gesamtbreite:	1940 mm
Gesamttiefe:	810 mm
Gesamthöhe:	1730 mm (Liegefläche)
Hubbereich:	170 - 980 mm (Sitzfläche)
Max. Nutzlast:	150 kg
Leergewicht:	80 kg
Höhenverstellung:	Elektrisch über Fußpedal, 24 V Batteriebetrieben
Akkuüberwachung:	Signalton bei leeren Akkus



TranspoRehaMed GmbH

Grünbaumstr. 89
42659 Solingen
info@transporehamed.de

Tel.: +49 (0)212-645850-0
Fax: +49 (0)212-645850-50
www.transporehamed.de

TR BADE-LIEGELIFTER - 9652-2

ELEKTRISCH



Sitz- und Rückenteil aus **PUR**- Schaum für ein angenehmes Sitzgefühl für den Bewohner. Der Sitz ist standardmäßig mit einer Abdeckung der Pflegeöffnung ausgestattet.

Badeliege mit einem gepolsterten Nackenkissen mit Befestigungsgurt, sowie zwei Sicherheitsgurten für Brust und Beine, zur Absicherung des Bewohners / Patienten auf der Badeliege.



EASY-PLUG Ladeadapter - Die Ladeverbindung wird bei Zugbelastung **AUTOMATISCH** getrennt.

Optionales Zubehör:

Artikel-Nr.:	Bezeichnung
TR9676	Spezial-Adapter für breite Wannenränder

Technische Änderungen vorbehalten!

