



SMOVE touch&move 3.1

	Teil	Technische Daten	
A	Höchste Position Hebearm	158	cm
B	Niedrigste Position des Hebearms	90	cm
C	Höhe der Fahrgestellbeine	11,5	cm
D	Platz unter den Fahrgestellbeinen	6	cm
E	Reichweite des Hebearms in der höchsten Position	31	cm
F	Reichweite des Hebearms in der niedrigsten Position	(-) ^{23*}	cm
G	Länge des Hebearms	59	cm
H	Volle Länge	110	cm
I	Schiebegriffhöhe & minimale Gesamthöhe	120	cm
J	Maximale Gesamthöhe	158	cm
K	Maximale Breite	105	cm
L	Innere Breite bei maximaler Spreizung	90	cm
M	Minimale Breite	64	cm
N	Innere Breite bei minimaler Spreizung	54	cm
-	Maximaler Wenderadius	143,5	cm
-	Maximales Gewicht	200	kg
-	Dauer der kompletten Hubbewegung	15	sek.
-	Gesamtgewicht	80	kg