

AUFRICHTLIFTER *JAMES* 150 - TR3600

ELEKTRISCH



Elektro-Aufrichtlifter James 150 - TR3600

Der kostengünstige Aktivlifter....

Ein Aufrichtlift für den täglichen Patiententransfer in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Der Aufrichtlifter eignet sich besonders gut für das schwere Umsetzen aus dem Bett, vom Rollstuhl, sowie von eine Toilette. Die Hebevorgänge können leicht und sicher mit dem Aufrichtlifter 3600 von nur einer Pflegekraft durchgeführt werden. Das mechanisch verstellbare Fahrgestell hilft dabei, die verschiedensten Hindernisse unter dem Bett, Rollstuhl und Wanne zu umfahren, daher benötigt er nur wenig Platz zum manövrieren.

Spezifikationen TR 3600:

Gesamtbreite:	650 - 980 mm
Gesamttiefe:	1000 mm
Gesamthöhe:	Max. 1690 mm
Hubbereich:	840 - 1500 mm
Max. Nutzlast:	150 kg
Leergewicht:	50 kg
Höhenverstellung:	Elektrisch über Kabelhandbedienung, 24 V Batteriebetrieben
Akkuüberwachung:	Lichtsignal bei schwachen Akkus

AUFRICHTLIFTER *JAMES* 150 - TR3600

ELEKTRISCH



Vorteile / Eigenschaften:

- Leise und sanfte Höhenverstellung über Kabel-Handbedienung
- Sicherheits-Fahrgestell mit 4 Doppellenkrollen D=100 mm für einen leichten Lauf, 2 mit Bremsfunktion
- Rahmengestell mit einer strapazierfähigen Pulverbeschichtung
- 2-Punkt Gurtbügel für die Aufnahme von Schlaufengurten
- Elektrische Höhenverstellung mit integrierter Notabsenkung
- Mechanische Fahrgestellspreizung
- Steuereinheit mit Notstopp und integriertem Ladegerät und Ladekabel
- Wechselakku 24 V

Optional erhältlich:

- Wadengurt mit Klettverschluß
- Seitliche Haltegriffe



Modelle:

TR 3600	Standard	Gurte mit Schlaufen
---------	----------	---------------------



Hubantrieb mit mechanischer Notabsenkung



Fahrgestell mit mechanischer Fahrgestellspreizung



Steuereinheit mit Notstopp und integriertem Ladegerät

Technische Änderungen vorbehalten!

Masse in cm

