



### Technische Daten:

|                |             |
|----------------|-------------|
| Gesamtlänge:   | 2080 mm     |
| Gesamtbreite:  | 780 mm      |
| Einstiegshöhe: | 650 mm      |
| Strom:         | 230 V, 50Hz |
| Wasser:        | 2 x 1/2"    |
| Abwasser:      | DN 50       |
| Max. Nutzlast: | 150 kg      |

## Unterfahrbare Hub- und Pflegewanne

### Die Wanne mit dem wohnlichen Charakter

Die Hub- und Pflegewanne COMFORT *LINE* ist die perfekte Kombination aus Pflege- und Wohlfühlwanne. Durch Ihre durchdachte Bauweise ist, die Wanne der perfekte Begleiter bei der täglichen Pflege. Durch optionale Erweiterungen kann die

Wanne von der Pflegewanne in ein Wohlfühlloose verwandelt werden. Vom Luftperlbad-System, über Therapielicht-System oder Klangwellen-Soundsystem, bietet unsere Pflegewanne COMFORT *LINE* alles für ein entspannendes Bad.

Thermostatmischer 1/2" mit Verbrühschutz und Höchsttemperaturanschlag bei 43°C



Haltegriffe und Wannverkürzer für ein **+Plus** an Sicherheit

# TR 921 - COMFORT *LINE II*

## HUB- UND PFLEGEWANNE



### ART.: 921

- Ergonomische Form des Wannenkorpurs
- Wannenkörper und Verkleidung aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Ab- und Überlaufgarnitur
- Bodenfreiheit für fahrbare Liftersysteme
- 4 einstellbare Standfüsse zum Ausgleich bei Bodenunebenheiten
- Synchrongesteuertes Antriebssystem für eine sanfte und gleichmäßige Höhenverstellung
- 1/2" Thermostatmischer mit Verbrühschutz und Höchsttemperaturanschlag bei 43°C, inkl. Handbrause und langem Brauseschlauch
- Standardfarbe weiß, andere Farben optional lieferbar
- Haltegriffe zur Unterstützung des Bewohners
- Wannverkürzer, einstell- und herausnehmbar

### OPTIONEN:

A - Automatische Wannenföfüllung

L - LED Lichtsystem

LU - Luftperlbad-System




M - Sound-System über Bluetooth oder Line-In

COLOUR - Wanne in allen RAL-Tönen lieferbar

GA - Gedreht Ausführung mit Blick in den Raum



Wir empfehlen zu dieser Wannen unseren TR-Sitz- oder Liegelifter.



Technische Änderungen



TRanspoRehaMed GmbH

Grünbaumstr. 89  
42659 Solingen

info@transporehamed.de

Tel.: +49 (0)212-645850-0  
Fax: +49 (0)212-645850-50

www.transporehamed.de