

Größentabelle

| cm \ kg | 0 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 100 | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 140 | 140 - 160 | 160 - 180 | 180 - 200 | 200 - 350 |
|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0 - 100 | XXS | XS | XS | XS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - 110 | | XS | XS | XS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 - 115 | | XS | XS | XS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 - 120 | | XS | XS | | S | S | | | | | | | | | | | | | |
| 120 - 125 | | XS | XS | S | S | S | | | | | | | | | | | | | |
| 125 - 130 | | | | S | S | S | | | | | | | | | | | | | |
| 130 - 135 | | | | S | S | S | | | | | | | | | | | | | |
| 135 - 140 | | | | S | S | S | M | M | | | | | | | | | | | |
| 140 - 145 | | | | S | S | | M | M | | | | | | | | | | | |
| 145 - 150 | | | | | | M | M | M | L | L | | | | | | | | | |
| 150 - 155 | | | | | | M | M | M | L | L | | | | | XXL | XXL | XXL | 3XL | JIC |
| 155 - 160 | | | | | | M | M | M | L | L | LL | LL | LL | LL | XXL | XXL | XXL | 3XL | JIC |
| 160 - 165 | | | | | | M | M | | L | L | LL | LL | LL | LL | XXL | XXL | | 3XL | JIC |
| 165 - 170 | | | | | | | L | L | L | L | LL | LL | LL | LL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | JIC |
| 170 - 175 | | | | | | | L | L | L | L | | XL | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | JIC |
| 175 - 180 | | | | | | | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | JIC |
| 180 - 185 | | | | | | | L | L | L | | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | JIC |
| 185 - 190 | | | | | | | | | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | JIC |
| 190 - 195 | | | | | | | | | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | JIC |
| 195 - 200 | | | | | | | | | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | JIC |

Diese Maßtabelle wurde mit großer Sorgfalt erstellt und ist nur zur Bestimmung der Größe eines passiven Hebegurts geeignet. Für eine Beratung zur Größe eines aktiven Hebegurts wenden Sie sich bitte an TRanspoRehaMed oder an einen Fachberater. Auch bei Fragen, Zweifeln und bei Hebegurten für fettleibige Kunden über 200 kg können Sie sich jederzeit an uns wenden.

Für mehr Informationen
www.transporehamed.de